

KUNDENZUFRIEDENHEIT | QUALITÄT | SERVICE

Wir sind renommierter, weltweit agierender Hersteller und Vertriebspartner für innovative Produkte in der **Hand- und Fußchirurgie, Kinderorthopädie sowie für die Veterinärmedizin.**

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und produzieren wir **Sonderanfertigungen nach deren Vorgaben.**

An erster Stelle stehen dabei immer **Qualität und Kundenzufriedenheit.**

Hergestellt durch die Firma Anton Hipp – Vertrieb durch DELOS Medical GmbH



Arthrorise de Pellegrin System

System für die subtalare Arthrorise bei
Kindern zwischen 6 – 13 Jahren



ARTHRORISE DE PELLEGRIN

Die Arthrorise de Pellegrin Schrauben kann nach ca. 3 Jahren einfach und schnell explantiert werden.



Material:	Implantatstahl, biokompatibel
Länge:	25, 30 und 35mm
Bit-Anschluss	
Art.-Nr.:	45.530.25
	45.530.30
	45.530.35



Indikationen:

ARTHRORISE BEI:

Kindlichem Knick-Senkfuß

- mit Entwicklung zum Plattfuß
- mit Schmerzen im Bereich des Ansatzes der Sehne M. Tibialis posterior und Insuffizienzerscheinungen dieses Muskels
- mit initialer Verkürzung der Achillessehne

Kindlichem Plattfuß

- mit medialer Protrusion des Taluskopfes und Aufhebung des Längsgewölbes



Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit
Dr. Maurizio de Pellegrin