

## KUNDENZUFRIEDENHEIT QUALITÄT & SERVICE

Wir repräsentieren uns als Hersteller und Händler im Bereich der human und veterinär Medizin im nationalen und internationalen Bereich.

Der **Qualitätsgedanke** und die **Kundenzufriedenheit** stehen bei uns an erster Stelle.

Unser ständiges Streben nach Wachstum und Fortschritt sind die Motivation für eine erfolgreiche Zukunft.

# DELOS

M e d i c a l



# DELOS

M e d i c a l

Take-Off Gewerbepark 9  
D – 78579 Neuhausen ob Eck  
TEL: +49 (0) 7461 / 15078 – 0  
FAX: +49 (0) 7461 / 15078 – 22  
MAIL: [info@delosmedical.de](mailto:info@delosmedical.de)  
WEB: [www.delosmedical.de](http://www.delosmedical.de)

## Fender II System





Das **Fender II System** bietet 2 verschiedene Platten:

3.5mm – für Kinder von ca. 6 – 8 Jahren

4.0mm – für Kinder über 8 Jahre



# Fender II System

Titan Plattensystem zur temporären Epiphyseodese und kontrollierten Wachstumslenkung

Die **Fender II Platten** passen sich im Steg-Bereich anatomisch an die Form des Knochens an.

Das System bietet eine bessere Positionierung der Schrauben durch **selbstbohrende winkelstabile Schrauben** und **Hohlschrauben**.

**Es sind keine Bohrer notwendig.**

## Indikation:

- Korrektur von Achsfehlern und Längendifferenzen durch Überbrückung und Bremsung der Wachstumsfuge bei Wachstumsstörungen des Skeletts im Kindesalter

## Anwendungsbedingungen

- Offene Wachstumsfuge
- Vorhandene Beinlängendifferenz bzw. Achsdeformitäten
- Ausreichend stabile Knochen (relative Kontraindikation)