

KUNDENZUFRIEDENHEIT | QUALITÄT | SERVICE

Wir sind renommierter, weltweit agierender Hersteller und Vertriebspartner für innovative Produkte in der **Hand- und Fußchirurgie, Kinderorthopädie sowie für die Veterinärmedizin.**

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und produzieren wir **Sonderanfertigungen nach deren Vorgaben.**

An erster Stelle stehen dabei immer **Qualität und Kundenzufriedenheit.**

Hergestellt durch die Firma Anton Hipp – Vertrieb durch DELOS Medical GmbH



Fender II System


Titan Plattensystem zur temporären Epiphyseodese und kontrollierten Wachstumslenkung



FENDER II SYSTEM:

Die **Fender II Platten** passen sich im Steg-Bereich anatomisch an die Form des Knochens an.

Das System bietet eine bessere Positionierung der Schrauben durch **selbstbohrende winkelstabile Schrauben und Hohlschrauben**.



Material:	Titan
Plattenmodelle:	3,5mm & 4,0mm
Hohlschrauben:	winkelstabil & Vollgewinde
Kanülierung:	1,2mm
Anschluss:	TX10

KEINE BOHRER NOTWENDIG!

Indikationen:

- Korrektur von Achsfehlern und Längendifferenzen durch Überbrückung und Bremsung der Wachstumsfuge bei Wachstumsstörungen des Skeletts im Kindesalter



Anwendungsbedingungen:

- Offene Wachstumsfuge
- Vorhandene Beinlängendifferenz bzw. Achsdeformität
- Ausreichend stabile Knochen (relative Kontraindikation)

